


德国布鲁克 D2 Phaser X 射线衍射仪



1. 石棉解决方案

1.1 参考标准：2015 年第 268 号公告附件 化妆品安全技术规范、SNT 2649.2-2010 进出口化妆品中石棉的测定 第 2 部分：X 射线衍射-偏光显微镜法、ISO 22262-3_2016，GBT23263-2009 等。

1.2 特点：完整的解决方案，包括所有样品前处理辅助设备以及定量分析附件，具体包括：

1.2.1 6 种石棉定量标准曲线

1.2.2 石棉定量专用-基体修正样品架-5 个

1.2.3 玻璃纤维滤膜：500 个

1.2.4 石棉制样专用抽滤装置，25mm 直径，1 套

1.2.5 石棉定量分析软件，可实现自动计算

1.2.6 旋转样品台，增加石棉测试时统计行，提高定量精度

1.2.7 高性能的检测器，大大提高信噪比，降低检出限。

1.3 培训：

1.3.1 安装工程师现场仪器操作培训

1.3.2 北京培训中心，基础培训，包括衍射原理，应用软件，上机操作

1.3.3 专业的应用专家进行现场培训，协助建立石棉解决方案